

Портативный низкотемпературный пероксидно-плазменный стерилизатор «ПЛАСТЕР-30-К Мед ТеКо»

Отличное качество по выгодной цене!

Портативный стерилизатор «ПЛАСТЕР-30-К Мед ТеКо» – новая модель в линейке российских низкотемпературных пероксидно-плазменных стерилизаторов.

Стерилизаторы позволяют надежно, быстро, безопасно и эффективно стерилизовать широкий спектр медицинского оборудования, а так же чувствительные к тепловому и химическому воздействию части инструментов. В том числе инструменты, содержащие узкие, с трудом поддающиеся стерилизации каналы, лапароскопическое и эндоскопическое оборудование.

Обладают малыми размерами и весом, отличной эргономикой, современным дизайном и низкой ценой владения.

Использование портативной модели стерилизаторов будет

особенно актуально для небольших клиник и в ЦСО с ограниченными размерами помещений.

Принцип действия основан на создании в вакуумной камере с парами перекиси водорода биоцидной плазменной среды.



ПЛАСТЕР-30К

Отличительные особенности плазменной стерилизации

- Стерилизация на основе пероксида водорода, проводится в сухой атмосфере при температуре не выше 55°C
- Плазменная стерилизация является универсальной для большинства типов медицинских изделий, а так же эффективной для стерилизации сложного и дорогостоящего оборудования.
- Процесс стерилизации не требует специального помещения
- Экономическая эффективность: адекватная стоимость оборудования и расходных материалов, низкая стоимость цикла стерилизации.
- Отсутствие токсичных отходов, безопасность для медицинского персонала.

Основные преимущества

- Малый вес и габариты, позволяющие использовать стерилизатор в небольших помещениях
- Простое управление с помощью сенсорного экрана
- Система самодиагностики - при неисправности на экран выдается код ошибки и одновременно передается в сервисную службу для оперативного реагирования
- Возможность подключения к сети Интернет для контроля работоспособности оборудования дистанционно
- Низкая цена на оборудование и расходные материалы
- Система, позволяющая контролировать использование ТОЛЬКО оригинального стерилизующего средства и срок его годности.
- Стерилизующее средство и оборудование российского производства.

Технические характеристики:

Модель стерилизатора:	ПЛАСТЕР-30 К
Исполнение:	напольный
Полезный объем стерилизационной камеры, не менее, л	30
Стерилизующий агент	СТ-60-Мед ТеКо
Форма упаковки стерилизующего средства	Флакон
Длительность режима стерилизации, мин:	
режим EXPRESS	Не более 18 мин
режим Стандартный	Не более 28 мин
режим Удлинненный	Не более 40 мин
Температура стерилизации, не более, °С	50-55
Управление	Цветной сенсорный дисплей
Встроенный термопринтер	Наличие
Потребляемая мощность, не более, ВА	2500
Электропитание	220В, 50Гц
Габаритные размеры, не более, мм (ВхШхГ)	1200x750x500
Глубина камеры, не менее, мм	550
Вес, не более, кг	125
Интернет подключение по всем каналам GPRS, Wi-Fi, connect	наличие